



Komfort och enkelhet

Philips Respironics AF531-system med oronasal mask

AF531-systemet ger ökad patientkomfort och förenklar administrering av noninvasiv ventilering (NIV). Med CapStrap-maskhållaren går det snabbt att applicera masken och enkelt att ta bort den och applicera den på nytt. När patienter överförs från akut till subakut vård anpassas AF531 automatiskt till olika ventileringsystem utan att masken behöver bytas ut.

Huvudfördelar

- CapStrap-maskhållaren ger utmärkt passform och underlättar applicering av masken på nytt
- Du kan anpassa en mask till flera olika ventilatorer med utbytbara knärör
- CleanClip-systemet bidrar till ökat smittskydd

PHILIPS
sense and simplicity

Philips Respironics AF531

När patienten behöver en förändring behöver du inte byta ut masken. Anpassa den med AF531:s unika knärörlösningar.



Leak 1-knärör med avgränsning

har en kvävningsskyddsventil för specialanpassade noninvasiva ventilatorer

Leak 2-knärör med avgränsning

har en kvävningsskyddsventil för specialanpassade noninvasiva ventilatorer och portar för avsiktligt läckage för subakuta system och hemvårdssystem när avsiktligt läckage krävs

Standardknärör

har inte någon kvävningsskyddsventil för ventilatorer med inbyggt säkerhetssystem

Respironics AF531 med fyrpunktsmaskhållare

Beskrivning	Antal	Artikelnummer
AF531 med Leak 1-knärör med avgränsning och fyrpunktsmaskhållare, liten	1	1061718
AF531 med Leak 1-knärör med avgränsning och fyrpunktsmaskhållare, medium	1	1061719
AF531 med Leak 1-knärör med avgränsning och fyrpunktsmaskhållare, stor	1	1061720
AF531 med Leak 1-knärör med avgränsning och fyrpunktsmaskhållare, liten	10	1072621
AF531 med Leak 1-knärör med avgränsning och fyrpunktsmaskhållare, medium	10	1072622
AF531 med Leak 1-knärör med avgränsning och fyrpunktsmaskhållare, stor	10	1072623
AF531 med Leak 2-knärör med avgränsning och fyrpunktsmaskhållare, liten	1	1061724
AF531 med Leak 2-knärör med avgränsning och fyrpunktsmaskhållare, medium	1	1061725
AF531 med Leak 2-knärör med avgränsning och fyrpunktsmaskhållare, stor	1	1061726
AF531 med standardknärör och fyrpunktsmaskhållare, liten	1	1061721
AF531 med standardknärör och fyrpunktsmaskhållare, medium	1	1061722
AF531 med standardknärör och fyrpunktsmaskhållare, stor	1	1061723
AF531 med standardknärör och fyrpunktsmaskhållare, liten	10	1072624
AF531 med standardknärör och fyrpunktsmaskhållare, medium	10	1072625
AF531 med standardknärör och fyrpunktsmaskhållare, stor	10	1072626



CapStrap-maskhållaren ger ökad komfort och stabilitet för patienten och fästklämmorna gör det enklare än någonsin att applicera och ta bort masken



CleanClip-maskhållaren ger möjlighet till praktisk förvaring, vilket ger ökat smittskydd och minimerar risken för oavsiktlig kontaminering

Respironics AF531 med CapStrap

Beskrivning	Antal	Artikelnummer
AF531 med Leak 1-knärör med avgränsning och CapStrap-maskhållare, liten	1	1061727
AF531 med Leak 1-knärör med avgränsning och CapStrap-maskhållare, medium	1	1061728
AF531 med Leak 1-knärör med avgränsning och CapStrap-maskhållare, stor	1	1061729
AF531 med Leak 1-knärör med avgränsning och CapStrap-maskhållare, liten	10	1072627
AF531 med Leak 1-knärör med avgränsning och CapStrap-maskhållare, medium	10	1072628
AF531 med Leak 1-knärör med avgränsning och CapStrap-maskhållare, stor	10	1072629
AF531 med standardknärör och CapStrap-maskhållare, liten	1	1061730
AF531 med standardknärör och CapStrap-maskhållare, medium	1	1061731
AF531 med standardknärör och CapStrap-maskhållare, stor	1	1061732
AF531 med standardknärör och CapStrap-maskhållare, liten	10	1072630
AF531 med standardknärör och CapStrap-maskhållare, medium	10	1072631
AF531 med standardknärör och CapStrap-maskhållare, stor	10	1072632

Procedurförpackning*

Beskrivning	Antal	Artikelnummer
AF531-procedurförpackning, liten	5	1072639
AF531-procedurförpackning, medium	5	1072640
AF531-procedurförpackning, stor	5	1072641

* I procedurförpackningen ingår mask, fyrpunktsmaskhållare, krets med distal utandningsport och huvudflödesfilter

Tillbehör och utbytbara delar

Beskrivning	Antal	Artikelnummer
Leak 1-knärör med avgränsning	1	1072645
Leak 1-knärör med avgränsning	5	1072646
Leak 2-knärör med avgränsning	1	1045313
Leak 2-knärör med avgränsning	5	1072647
Standardknärör	1	1043210
Standardknärör	5	1072648
CapStrap-maskhållare med klämmor	5	1072654
Fyrpunktsmaskhållare med klämmor, liten	5	1072655
Fyrpunktsmaskhållare med klämmor, stor	5	1072656
AF531-storleksreglage	25	1078287
Svängtapp	1	7041
Nasogastrisk tätning	10	452040
CleanClip-hållare	1	1076430
Vingskruv till CleanClip-hållare	1	1076197

AF531 för miljön

AF531 har mindre plastförpackningsmaterial jämfört med tidigare generationer av Respironics-masker och allt material är återvunnet. Den perforerade lättöppnade förpackningen ger separat åtkomst till storleksreglaget och masken. Om du bestämmer dig för att försöka med en annan maskstorlek när du har använt storleksreglaget är masken fortfarande ren i den isolerade påsen. Mindre avfall och miljövänliga material bidrar till en miljövänlig verksamhet.

Philips miljövänliga produkter kan sänka kostnader, energiförbrukning och CO₂-utsläpp. Hur? De innebär en avsevärd miljömässig förbättring, för kunder, användare och samhället i stort, inom ett eller flera av Philips miljöfokusområden: energieffektivitet, förpackningar, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering och tillförlitlighet under produkternas hela livslängd.



asimpleswitch.com

Besök www.philips.com/AF531



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alla rättigheter förbehålles.

Philips Healthcare förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationer och/eller sluta sälja en produkt när som helst utan föregående meddelande och utan förpliktelser och är inte ersättningskyldigt för eventuella konsekvenser av användningen av detta dokument.

Philips Healthcare är en del av Royal Philips Electronics

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Tryckt i Nederländerna
4522 962 67207 * DEC 2010