

Munskydd

 HALYARD
VINGMED

RÄTT MUNSKYDD FÖR RÄTT UPPGIFT



DEN PERFEKTA BALANSEN MELLAN SKYDD OCH KOMFORT

Halyard Health är en ledande tillverkare av produkter för infektionskontroll, kirurgi och ventilatorassocierad pneumoni (VAP) som förhindrar sjukvårdsrelaterade infektioner (HAIs), och bidrar till en säkrare miljö för både sjukvårdspersonal och patienter. HALYARD*s munskydd finns i ett brett urval av olika utföranden, modeller och skyddsnivåer.



DEFINIERA VILKA KRAV DU HAR PÅ DITT MUNSKYDD


Vid val av munskydd, ta hänsyn till följande:

- Skydd
- Ingrepp
- Personlig komfort och preferenser

TVÅ-VÄGSSKYDD

Den viktigaste delen i att välja ett munskydd är den trygghet som kommer av att veta att både patienten och vårdpersonalen är tillräckligt skyddade. Vid val av munskydd, tänk på följande:

- Vilka luftburna infektionsrisker finns ?
- Finns det en risk för kontakt med kroppsvätskor ?
- Behövs ögonskydd ?
- Föreligger potentiell risk av exponering för laser eller diatermipenna ?



Tabellen illustrerar skydd och andningsförmåga för olika munskydd och visar korrelationen mellan skydd och andningsförmåga.

INGREPP: VAD OCH VAR

Att välja ett lämpligt munskydd kräver en noggrann genomgång av de typer av ingrepp som rutinmässigt ska utföras och var de kommer att utföras.

- Hur lång är ingreppet?
- Är ingreppet vätskeintensivt och föreligger risk för stänk och spray?
- Är det ett aerosol alstrande förfarande?
- Finns det riktlinjer och standardrutiner på din klinik för ingreppet?

Precis som förfaranden och miljöer varierar, så varierar individuella behov och önskemål. Den enskilt viktigaste faktorn för att avgöra om ett munskydd är rätt är att bäraren är nöjd. Vi har alla våra egna stilar, preferenser och smak, och munskydd är en av de mest personliga produkter sjukvårdspersonal bär.

PERSONLIG KOMFORT OCH PREFERENSER

"Andningsförmåga" mäts genom differentialtryck, eller AP (skillnaden i lufttryck på insidan av masken jämfört med utsidan av masken under luftutbyte). Ju lägre AP, desto mer "andas" masken. Sval och lätt andningskomfort underlättar arbetet för vårdpersonalen.


- en nyckelkomponent vid personligt skydd
 - Hur "andningsbar" är masken?
 - Vilket material är masken tillverkad av?

HALYARD HEALTH: RÄTT MASK FÖR RÄTT UPPGIFT



Halyard Health erbjuder ansiktsskyddsprodukter som är utformade att möta industrins standarder och föreskrifter, såsom EN14683: 2014 och EN 149: 2001, specifik för klinisk användning. Materialen och tillpassningsfunktioner är sammansvetsade med laser, och alla masker har integrerad näsklämma för så bra tillpassning till olika ansiktsformer som möjligt. Alla munskydd samt andningsmasker är fria från naturgummi latex och DEHP (di-2-etylhexylftalat).

PRODUKTPORTFÖLJ



STANDARD MUNSKYDD

Skydd för generell patientvård.

- Skyddande konstruktion av tre lager
- Ingen risk vid exponering av blod och/eller kroppsvätskor
- Lämplig för generell patientvård och isolation



SPECIAL MUNSKYDD

Unika egenskaper för att erbjuda ett brett utbud för individuella behov och kliniska krav.


- Dimm-reduktion
- Större andningskammare för ökad komfort
- Patenterad design för att erbjuda perfekt anpassning till ansiktet



VÄTSKERESISTENT MUNSKYDD

En komplett produktportfölj av vätskeresistenta produkter för ansiktsskydd. FLUIDSHIELD* nivå 2 och nivå 3 produkter som uppfyller EN14683:2014 Typ IIR standard för munskydd mot penetration av blod och kroppsvätskor.


- Konstruerad med en patenterad kombination av material för att motstå vätskepenetration
- POWERGUARD* filtermedia
- Anti-reflex visir
- Brett utbud av modeller och funktioner.



ANSIKTSSKYDD

Testad och godkänd enligt EN 149:2001 Particle Filtration Half Masks. HALYARD* P1, P2 och P3 andningskydd är utformade för att erbjuda en effektiv passform för ansiktet, som krävs för ett ordentligt andningskydd mot luftburna patogener.

- Stor andningskammare
- Tät ansiktspassform med mjukt innerfoder



GLASÖGON OCH ANSIKTSVISIR

Utformade för att användas i situationer när risk föreligger för exponering av blod och/eller kroppsvätskor.

- Lättviktsglasögon med färgglada bågar
- Engångslinser som är lätta att byta ut i flergångsbågar
- Ansiktsskydd utrustad med ett skum-band och ett pannband
- Kan användas tillsammans med vanliga glasögon



HALYARD* STANDARD MUNSKYDD

SKYDD FÖR GENERELL PATIENTVÅRD I ALLA FORMER

	Operationsmunskydd	Typ	Art.nr	Antal/FP	FP
	SOFT TOUCH* II OPERATIONS MUNSKYDD, BLÅ Beskrivning: veckad modell med horisontella knytband.	II	47500	50	6
	THE LITE ONE* OPERATIONS MUNSKYDD, BLÅ	II	48100	50	6
	THE LITE ONE* OPERATIONS MUNSKYDD, GRÖN	II	48105	50	6
	THE LITE ONE* OPERATIONS MUNSKYDD, VIT Beskrivning: Veckad modell med knytband	II	62367	50	6
	CLASSIC* OPERATIONS MUNSKYDD, BLÅ Beskrivning: Veckad modell med knytband	I	48201	50	6
	NURSES' OPERATIONS MUNSKYDD, BLÅ Beskrivning: Veckad modell med knytband	II	48210	50	6
	TEDDY BEAR* OPERATIONS MUNSKYDD Beskrivning: Veckad modell med knytband,. Tryck rosa och blå nallebjörnar	II	48296	50	6
	THE FRIENDLY* OPERATIONS MUNSKYDD, VIT Beskrivning: Veckad modell med knytband	I	59928	50	6
	DUCKBILL* OPERATIONS MUNSKYDD, BLÅ Beskrivning: Påsmodell med knytband	I	48220	50	6
	STANDARD OPERATIONS MUNSKYDD, BLÅ Beskrivning: Veckad modell med knytband	II	49701	50	6



HALYARD*

MUNSKYDD

	Procedur Munskydd	TYP	Art.nr.	Antal/FP	FP
	PROCEDUR MUNSKYDD, BLÅ	I	47080	50	10
	PROCEDUR MUNSKYDD, BLÅ	II	47081	50	10
	PROCEDUR MUNSKYDD, GRÖN	II	47085	50	10
	PROCEDUR MUNSKYDD, VIT	II	47090	50	10
	PROCEDUR MUNSKYDD, ROSA	II	47095	50	10
	PROCEDUR MUNSKYDD, GUL	II	47116	50	10
	PROCEDUR MUNSKYDD, GUL	I	47117	50	10
	Beskrivning: Veckad modell med öronögla				
	TEDDYBEAR* PROCEDUR MUNSKYDD	II	47295	50	10
	Beskrivning: Veckad modell med öronögla. Tryck med rosa och blå nallebjörnar				
	DISNEY®SO-SOFT* BARNMUNSKYDD	I	47127	75	10
	Beskrivning: Veckad modell med öronögla, Disney tryck				
	THELITEONE* PROCEDUR MUNSKYDD, BLÅ	II	62356	50	10
	THELITEONE* PROCEDUR MUNSKYDD, GRÖN	II	62357	50	10
	Beskrivning: Veckad modell med öronögla				
	STANDARD PROCEDUR MUNSKYDD, BLÅ	II	49700	50	10
	Beskrivning: Veckad modell med öronögla				
	KONFORMAT MUNSKYDD	TYP	Art.nr	Antal/FP	FP
	CONE MASK, BLÅ	-	00152	50	6
Beskrivning: Gjuten konformad modell med huvudband					



HALYARD* SPECIAL MUNSKYDD


Unika egenskaper för anpassning till ett brett urval av individuella behov och kliniska krav.

	Operationsmunskydd	TYP	Art.nr	Antal/fp	FP
	ANTI-FOG ULTI-MASK* OPERATIONS- MUNSKYDD, SKUMBAND, VIT	II	49310	50	6
	Beskrivning: Veckad modell med knytband				
	ANTI-FOG OPERATIONS- MUNSKYDD, SKUMBAND, BLÅ	II	49214	50	6
	Beskrivning: Veckad modell med knytband				
	ANTI-FOG OPERATIONS- MUNSKYDD MED DERMA-TOUCH, TEJP, GRÖN	II	49215	50	6
	Beskrivning: Veckad modell med knytband				
	ANTI-FOG OPERATIONS- MUNSKYDD, DERMA-TOUCH, GRÖN	II	49235	50	6
	Beskrivning: Veckad modell med knytband				
	SOSOFT* OPERATIONS- MUNSKYDD, VIT	II	48390	50	6
	Beskrivning: Veckad modell med knytband				
	OPERATIONS- MUNSKYDD	II	47625	35	6
	ANTI-FOG OPERATIONS- MUNSKYDD, SKUMBAND	II	47650	35	6
	Beskrivning: Veckad modell med knytband, silver				
	FOG-FREE Procedur Munskydd	TYP	Art.nr.	Antal/fp	FP
	ANTI-FOG PROCEDUR- MUNSKYDD, SKUMBAND, BLÅ	II	62362	50	10
	SOSOFT* ANTI-FOG PROCEDUR- MUNSKYDD, SKUMBAND, VIT	II	62363	50	10
	Beskrivning: Veckad modell med öronögla				
	PCM2000* Munskydd	TYP	Art.nr.	Antal/fp	FP
	PCM2000* MUNSKYDD, NORMAL STORLEK, BLÅ	II	47700	50	6
	PCM2000* MUNSKYDD, NORMAL STORLEK, GUL	II	47717	50	6
	Beskrivning: Påsmodell med Polyurethane huvudband				



HALYARD* VÄTSKERESISTENT MUNSKYDD


EN KOMPLETT PORTFÖLJ AV VÄTSKERESISTENTA MUNSKYDD



FLUIDSHIELD* NIVÅ 3* Operationsmunskydd

TYP	Art.nr.	Antal/fp	FP
IIR	48207	50	6
IIR	48208	50	6

Beskrivning: Veckad modell med knytband, orange



IIR	48237	25	4
IIR	48247	25	4
IIR	48248	25	4

Beskrivning: Veckad modell med knytband, orange

FLUIDSHIELD* NIVÅ 3* Procedur Munskydd

TYP	Art.nr.	Antal/fp	FP
IIR	47107	40	10
IIR	47137	25	4
IIR	47147	25	4

Beskrivning: : Veckad modell med öronögla, orange



IIR	00146	25	4
-----	-------	----	---

Beskrivning: Veckad modell med öronögla, blå



FLUIDSHIELD* NIVÅ 2* Operationsmunskydd

IIR	28808	50	6
IIR	28809	25	4

Beskrivning: Veckad modell med knytband, blå med orange korsmönster



FLUIDSHIELD* NIVÅ 2* Procedur Munskydd

IIR	28810	50	10
IIR	28821	25	4

Beskrivning: Veckad modell med öronögla, blå



FLUIDSHIELD* NIVÅ 1* Operationsmunskydd

-	28802	50	6
-	28806	50	6

Beskrivning: Veckad modell med knytband





HALYARD* VÄTSKERESISTENTA MUNSKYDD

ETT KOMPLETT SORTIMENT AV VÄTSKERESISTENTA MUNSKYDD



FLUIDSHIELD* NIVÅ 1* Procedur Munskydd

TYP	Art.nr.	Antal/FP	FP
-	25867	50	10
-	25869	50	10

Beskrivning: Veckad modell med öronögla



FLUIDSHIELD* SPECIAL Operationsmunskydd

TYP	Art.nr.	Antal/FP	FP
IIR	48297	50	6

Beskrivning: Veckad modell med band,. Tryck med rosa och blå nallebjörnar



FLUIDSHIELD* SPECIALTY Procedur Munskydd

TYP	Art.nr	Antal/FP	FP
IIR	47297	40	10
IIR	47298	25	4

Beskrivning: Veckad modell med öronögla. Tryck med rosa och blå nallebjörnar



FLUIDSHIELD* PCM SPECIAL Munskydd

TYP	Art.nr	Antal/FP	FP
IIR	47707	50	6

Beskrivning: Påsmodell med Polyurethane huvudband



THE PROTECTOR* Operationsmunskydd

TYP	Art.nr	Antal/FP	FP
IIR	62113	50	6

Beskrivning: Veckad modell med knytband. blå med orange diamanttryck



THE PROTECTOR* ANTI-FOG VÄTSKERESISTENT
OPERATIONSMUNSKYDD MED VÄTSKERESISTENT
VISIR, SKUMBAND

IIR 62114 25 4

Beskrivning: Veckad modell med knytband, blå med orange diamanttryck



THE PROTECTOR* Procedur Munskydd

TYP	Art.nr	Antal/FP	FP
IIR	62115	50	10

THE PROTECTOR* VÄTSKERESISTENT PROCEDUR MUNSKYDD,
BLÅ

Beskrivning: Veckad modell med öronband

THE PROTECTOR* ANTI-FOG VÄTSKERESISTENT
PROCEDUR MUNSKYDD MED VÄTSKERESISTENT VISIR,
SKUMBAND, BLÅ

IIR 62116 25 4

Description: Veckad modell med öronband



HALYARD* ANDNINGSKYDD MUNSKYDD GLASÖGON & VISIR



Andningskydd (EN149: 2001)

	Art.nr	Antal/FP	FP
PFRP1*, FILTRERING ANDNINGSKYDD FFP1, VIT	62354	50	6
PFRP2*, FILTRERING 1/2 ANDNINGSSKYDD FFP2, GUL	62408	50	6
PFRP3*, FILTRERING 1/2 ANDNINGSSKYDD FFP3, MED VALV, VIT	62360	20	12



SAFEVIEW* Glasögonbågar

	Art.nr	Antal/FP	FP
50 monterade glas	SV50A	10	5


Beskrivning: Set om 50 monterade glas, blandade färger

Bågar	SV100F	10	10
-------	--------	----	----

Beskrivning: 100 bågar, blandade färger

Ersättningslinser	SV250L	25	10
-------------------	--------	----	----

Beskrivning: 250 ersättningslinser, genomskinliga



GUARDALL VISIR* Ansiktsvisir

	Art.nr	Antal/FP	FP
GUARDALL VISIR*	41204	40	1

Beskrivning: Fullängds visir (ej munskydd)

GUARDALL VISIR*	41205	40	1
-----------------	-------	----	---

Beskrivning: 3/4 längds visir (ej munskydd)

Reference: 1. With the exception of cone-style masks.



KUNSKAPSNÄTVERK;
Klinisk utbildning
Kunnig Kundservice
Specialiserad säljstyrka
Verktyg och Bästa tillämpning
Klinisk forskning
Engagemang

**För ytterligare information, vänligen kontakta
ditt lokala Halyard Health kundsupport team:**

**Från UK & IE:
tel: 0800 917 65 85 - fax: 0800 169 02 35
customerservice.uk.ie@hyh.com**

**Från andra länder:
tel: +32 2 700 68 51 - fax: +32 2 711 26 91
customerservice.export@hyh.com**

VINGMED

