

FÖRTROENDE SOM SYNS- SNABBARE ÄN NÅGONSIN!

NYA QUICK CHECK INTERLEAVED* Sekventiella Steriliserings packskynken med **KIMGUARD*** Teknologi är den snabba, enkla vägen för att säkerställa att instrumentens sterilitet är obruten.

TVÅ KLARA FÄRGER. ETT SJÄLVKLART VAL.

Det är lätt att se vad som skiljer de från varandra. Med sekventiella omslag i två färger - vit och blå - är det lättare och går snabbare än någonsin att inspektera gallren. Och dessutom kan du färgkoda dina galler för enkel identifiering! Blått på ett instrumentgaller för en viss typ av kirurgi. Och vitt för en annan.



FÖRDELARNA MED HALYARD* PACKSKYNKEN.

QUICK CHECK INTERLEAVED* Sekventiella Steriliserings packskynken med **KIMGUARD*** Teknologi har samma funktioner som alla Halyard* Steriliserings packskynken: Pålitlig prestanda, kvalitet och optimalt mikrobiellt barriärskydd. Och nu har du också säkerheten med att tydligt se eventuella perforationer.

Dessutom ger den blå mot vita färgkombinationen höga visuella kontraster. Det ger snabb och enkel säkerhet som både du och dina patienter kan lita på!

UNIK POWERGUARD* TEKNOLOGI

Den patenterade **POWERGUARD*** teknologin innehåller en stabiliserad laddning i fibrerna i **HALYARD*** Steriliserings packskynket, som fångar upp bakterier och hjälper till att förhindra att de passerar genom materialet, till de steriliserade enheterna eller instrumenten. Denna teknik är unik för Halyard Health, på så sätt att det behandlade materialet bibehåller denna förmåga även när det utsätts för ånga eller andra typer av fukt.

ATT SE ÄR ATT TRO!

För mer information om **QUICK CHECK INTERLEAVED*** Sekventiella Steriliserings packskynken, kontakta din Halyard säljrepresentant.

QUICK CHECK INTERLEAVED*

Sekventiella Steriliserings packskynken

HÄR ÄR ETT TIPS FRÅN EN CENTRAL STERILSEKTION TILL EN ANNAN. ENKEL IDENTIFIERING AV ETT ENSKILT GALLER

För att särskilja vissa galler från övriga, vik med den motsatta färgen helt enkelt!



QUICK CHECK INTERLEAVED* PACKSKYNKEN

BESKRIVNING (CM)	ART.NR.	ANTAL/FP
Interleaved H200 - 60 x 60	46972	480
Interleaved H200 - 76 x 76	46973	288
Interleaved H200 - 91 x 91	46974	288
Interleaved H200 - 101 x 101	46989	240
Interleaved H200 - 121 x 121	46985	96
Interleaved H300 - 91 x 91	46978	288
Interleaved H300 - 101 x 101	46979	240
Interleaved H300 - 121 x 121	46982	96
Interleaved H300 - 137 x 137	46984	96
Interleaved H400 - 101 x 101	46995	144
Interleaved H400 - 121 x 121	46996	48
Interleaved H500 - 114 x 114	46994	144
Interleaved H500 - 121 x 121	46997	48
Interleaved H500 - 137 x 137	46998	48

QUICK CHECK INTERLEAVED* Sekventiella Steriliserings packskynken med KIMGUARD* Teknologi är kompatibla med EN 868-2 och EN ISO 11607-1:2009/A1:2014.

HÅLL GRÖNT I MINNET

Samtliga HALYARD* packskynken är tillverkade av återanvändbart #5 polypropylen.

Använd en gång. Återvinn varje gång.



KUNSKAPSNÄTVERK
Klinisk utbildning.
Kunnig Kundsupport.
Professionell Säljkår.
Verktyg och Bästa tillämpning.
Klinisk forskning.
Engagemang för kvalitet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Vingmed AB
Tel: 08-583 593 00
Fax: 08-583 570 10
E-post: order@vingmed.se

VINGMED