



Kvalitetsmanschetter för enpatientsbruk

Philips noninvasiva blodtrycksmanschetter för engångsbruk

Philips erbjuder två familjer manschetter för engångsbruk som uppfyller behoven inom noninvasiv blodtrycksmätning (NIBP): mjuka manschetter avsedda för engångs- och enpatientsbruk och våra traditionella manschetter för engångs- och enpatientsbruk.

Alla våra manschetter har utvecklats och tillverkats i enlighet med Philips standarder för noggranna mätningar och patientkomfort. Med våra NIBP-adaptrar är det dessutom enkelt att standardisera Philips NIBP-manschetter.

Mjuka noninvasiva manschetter för engångs- och enpatientsbruk

Ett mjukt filtliknande överdrag gör att de ekonomiska engångsmanschetterna blir mycket bekväma. De levereras med en integrerad blåsa, vilket gör dem idealiska för operationssalar, akutmottagningar, kateteriseringslaboratorier, isoleringsrum eller i andra sammanhang där enpatientsbruk krävs.

- Mjukt material för ökad patientkomfort
- Modeller med enkel- eller dubbelslang
- Färgkodning och utvändiga storleksmarkeringar för enkel användning
- Stort utbud av AHA-kompatibla storlekar för vuxna och barn, även extralånga storlekar
- Kompatibla med patientövervakningssystem från Philips och andra tillverkare
- Fria från latex och PVC

Mjuka NIBP-manschetter för engångs- och enpatientsbruk

Enkelslangsmanschett	Dubbelslangsmanschett	Manschettstorlek (färgbeteckning)	Omkrets	Blåsbredd	Blåslängd	Antal/förpackning
M4572B	M4582B	Spädbarn (orange)	10,0-15,0 cm 3,9-5,9 tum	5,5 cm 2,2 tum	15,0 cm 5,9 tum	10
M4573B	M4583B	Barn (grön)	14,0-21,5 cm 5,5-8,5 tum	8,0 cm 3,1 tum	21,5 cm 8,5 tum	10
M4574B	M4584B	Liten vuxen (ljusblå)	20,5-28,5 cm 8,1-11,2 tum	10,6 cm 4,2 tum	24,0 cm 9,4 tum	10
M4575B M4576B	M4585B M4586B	Vuxen (marinblå) Vuxen, extralång* (marinblå)	27,5-36,0 cm 10,8-14,2 tum	13,5 cm 5,3 tum	30,0 cm 11,8 tum	10
M4577B M4578B	M4587B M4588B	Stor vuxen (vinröd) Stor vuxen, extralång** (vinröd)	35,0-45,0 cm 13,8-17,7 tum	17,0 cm 6,7 tum	38,0 cm 15,0 tum	10
M4579B	M4589B	Lår (grå)	44,0-56,0 cm 17,3-22,0 tum	21,0 cm 8,3 tum	48,0 cm 18,9 tum	10

Extralånga manschetter måste appliceras rätt enligt manschettbeteckningen för god mät noggrannhet.

* 66,0 cm (26,0 tum) total manschettlängd

** 83,5 cm (32,9 tum) total manschettlängd

PHILIPS

Traditionella NIBP-manschetter för engångs- och enpatientsbruk

Philips enpatientsmanschetter är det rätta valet för områden där risken för korskontaminering är hög eller där manschetterna utsätts för kraftig nedsmutsning, såsom operationssalar och akutavdelningar. Du kan räkna med att de här manschetterna håller hela tiden under en patients vistelse.



- Stort utbud av AHA-kompatibla storlekar
- Slitstark vinyl för längre hållbarhet
- Enkelslang
- Latexfria
- Testade på patientövervakningssystem från Philips och andra tillverkare för att garantera kompatibilitet

Traditionella NIBP-manschetter för engångs- och enpatientsbruk

Enkelslangsmanschett	Storlek	Extremitetsomkrets	Blåsbredd	Blåslängd	Antal/förpackning
M1874A	Spädbarn	10,0-15,0 cm 3,9-5,9 tum	5,5 cm 2,2 tum	15,4 cm 6,1 tum	10/kartong (2 lådor med 5 i varje)
M1875A	Barn	14,0-21,5 cm 5,5-8,5 tum	8,0 cm 3,1 tum	21,5 cm 8,5 tum	
M1876A	Liten vuxen	20,5-28,0 cm 8,1-11,0 tum	10,5 cm 4,1 tum	24,0 cm 9,4 tum	
M1877A	Vuxen	27,0-35,0 cm 10,6-13,8 tum	13,0 cm 5,1 tum	28,0 cm 11,0 tum	
M1878A	Stor vuxen	34,0-43,0 cm 13,4-16,9 tum	16,0 cm 6,3 tum	35,0 cm 13,8 tum	
M1879A	Lår	42,0-54,0 cm 16,5-21,3 tum	20,0 cm 7,9 tum	43,0 cm 16,9 tum	

NIBP-manschetter för engångs- och enpatientsbruk för neonatalpatienter

Philips erbjuder även NIBP-manschetter för engångs- och enpatientsbruk för neonatalpatienter. Se diagrammet nedan.



- Mjuk vinyl för ömtålig hud
- Enkelslang
- Latexfria

NIBP-manschetter för engångs- och enpatientsbruk, neonatal

Enkelslangprodukt	Storlek	Extremitetsomkrets	Blåsbredd	Blåslängd	Antal/förpackning
M1866A	1	3,1-5,7 cm 1,2-2,2 tum	2,5 cm 1,0 tum	6,4 cm 2,5 tum	20/kartong (2 lådor med 10 i varje)
M1868A	2	4,3-8,0 cm 1,7-3,1 tum	3,2 cm 1,3 tum	7,3 cm 2,9 tum	
M1870A	3	5,8-10,9 cm 2,3-4,3 tum	4,2 cm 1,7 tum	10,0 cm 3,9 tum	
M1872A	4	7,1-13,1 cm 2,8-5,2 tum	5,1 cm 2,0 tum	11,9 cm 4,7 tum	

Philips-adaptrar för universell anslutning

Philips erbjuder en mängd olika adaptrar som hjälper dig standardisera Philips NIBP-manschetter. Titta i diagrammet nedan, så får du veta vilka adaptrar du behöver.



Om du använder det här märket av enkelslangmonitor	Väljer du den här adaptern	För att ansluta till de här NIBP-manschetterna från Philips (exklusive neonatalstorlekar)
De flesta modeller med gängad koppling av hontyp: <ul style="list-style-type: none">• Welch-Allyn	M4550A adapter, enkelslang	Alla Philips modeller av enkelslangsmanschetter för flergångs- eller engångsbruk, exklusive 40401x-serien
	M4551A Y-adapter, dubbelslang	Dubbelslangsm modeller för flergångsbruk med antimikrobiellt hölje (M456xB-serien) och mjuka modeller för engångs- och enpatientsbruk (endast M458xB-serien)
De flesta modeller med snabbkoppling av hontyp.	M4560A adapter, enkelslang	Alla Philips modeller av enkelslangsmanschetter för flergångs- eller engångsbruk, exklusive 40401x-serien
	M4561A Y-adapter, dubbelslang	Dubbelslangsm modeller för flergångsbruk med antimikrobiellt hölje (M456xB-serien) och mjuka modeller för engångs- och enpatientsbruk (endast M458xB-serien)
De flesta modeller med honluerkoppling: <ul style="list-style-type: none">• Dräger	M4570A adapter, enkelslang	Alla Philips modeller av enkelslangsmanschetter för flergångs- eller engångsbruk, exklusive 40401x-serien
	M4571A Y-adapter, dubbelslang	Dubbelslangsm modeller för flergångsbruk med antimikrobiellt hölje (M456xB-serien) och mjuka modeller för engångs- och enpatientsbruk (endast M458xB-serien)
De flesta modeller med koppling av luertyp: <ul style="list-style-type: none">• Colin• Datascope-Passport• Spacelabs• Welch-Allyn• Mindray	M4590A adapter, enkelslang	Alla Philips modeller av enkelslangsmanschetter för flergångs- eller engångsbruk, exklusive 40401x-serien
	M4595A Y-adapter, dubbelslang	Dubbelslangsm modeller för flergångsbruk med antimikrobiellt hölje (M456xB-serien) och mjuka modeller för engångs- och enpatientsbruk (endast M458xB-serien)
De flesta modeller med snabbkoppling av hantyp: <ul style="list-style-type: none">• Welch-Allyn Protocol (tidigare Protocol Systems)	M4591A adapter, enkelslang	Alla Philips modeller av enkelslangsmanschetter för flergångs- eller engångsbruk, exklusive 40401x-serien
	M4596A Y-adapter, dubbelslang	Dubbelslangsm modeller för flergångsbruk med antimikrobiellt hölje (M456xB-serien) och mjuka modeller för engångs- och enpatientsbruk (endast M458xB-serien)
De flesta modeller med koppling av bajonettyp <ul style="list-style-type: none">• Spacelabs• Siemens• Mindray	Adapter krävs inte för enkelslang	Alla Philips modeller av enkelslangsmanschetter för flergångs- eller engångsbruk, exklusive 40401x-serien
	M4594A Y-adapter, dubbelslang	Dubbelslangsm modeller för flergångsbruk med antimikrobiellt hölje (M456xB-serien) och mjuka modeller för engångs- och enpatientsbruk (endast M458xB-serien)

Gör en kraftfull koppling

Om du använder det här märket av dubbelslangsmontör	Väljer du den här adaptern	För att ansluta till de här Philips-NIBP-manschetterna med dubbelslang
De flesta modeller med snabbkoppling av hantyp: • GE (Marquette)	M4592A adapter, dubbelslang	Dubbelslangsmontörer för flergångsbruk med antimikrobiellt hölje (M456xB-serien) och mjuka modeller för engångs- och enpatientsbruk (endast M458xB-serien)
De flesta modeller med en snabbkoppling av hantyp och en av hontyp: • Datex/Ohmeda	M4593A adapter, dubbelslang	
De flesta modeller av Critikon-typ med gängad koppling: • GE (Critikon) • Welch-Allyn	Adapter krävs inte	

Philips sats med gummiboll och ventil för manuell blodtrycksmätare

Om du vill ansluta till en manuell blodtrycksmätare väljer du den här satsen:	Philips NIBP-manschetter, dubbelslang
M4580A sats med gummiboll och ventil (passar garanterat med Philips-manschetter)	Dubbelslangsmontörer för flergångsbruk med antimikrobiellt hölje (M456xB-serien) och mjuka modeller för engångs- och enpatientsbruk (endast M458xB-serien)
Om du vill byta ut slangen väljer du	M4581A Ersättning för slang

NIBP-kopplingslang

Produkt	Längd	Använd med monitor	Manschettyp	Antal/förpackning
M3918A	3,0 m (10 ft)	AI/A3/CI	Vuxen	1
989803136931	3,57 m (11,7 ft)	VS1		1
M1598B	1,5 m (5 ft)	Alla övriga Philips-monitorer		1
M1599B	3,0 m (10 ft)			1
M1596B	1,5 m (5 ft)	Neonatal	1	
M1597B	3,0 m (10 ft)		1	
989803136941	3,57 m (11,7 ft)		VS1	1



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Philips Medical Systems Nederland B.V. förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationer och/eller sluta sälja en produkt när som helst utan föregående meddelande och utan förpliktelser och är inte ersättningsskyldigt för eventuella konsekvenser av användningen av detta dokument.

Philips Medical Systems är en del av Royal Philips Electronics

www.medical.philips.com
medical@philips.com
fax: +31 40 27 64 887

Tryckt i Nederländerna
4522 962 26458/864 * NOV 2007

Philips Medical Systems
Global Information Center
P.O. Box 1286
5602 BG Eindhoven
Nederländerna