

## Produktblad Philips MR Patient Care Portal 5000



**866162 Philips MR Patient Care Portal 5000**, är en ny uppdaterad enhet som ger möjlighet till kontroll utanför MR-rummet och den har även utskriftsfunktioner och utmatningsalternativ för HL7-data. Patient Care Portal 5000 använder en trådlös anslutning för kommunikation med MR400 och båda maskinerna har samma gränssnitt. Philips introducerar FirstSight; ett exklusivt designkoncept som integrerar avancerade principer för visuell uppfattning och beslutsverktyg inom Philips MR Patient Care-användargränssnittet. Detta för att ge kännedom, tydlighet och intelligens i MR-miljön. Modular design för kostnadseffektiva och möjliga framtida uppgraderingar. Förbättrad produkt och IT-säkerhet.

Den nya monitorn består av tre separata delar:

### **866162 MR Patient Care Portal 5000:**

866162 H01 Desktop Unit

866162 H02 Touch Screen Display

866162 S01 Patient monitors

## **Specifikationer:**

### **Desktop Unit:**

Höjd: 7.57 cm

Bredd: 19.06 cm

Djup: 17.87 cm

Vikt: 0.88 kg

### **Touch screen Display 18,3 Tum**

Höjd:

med ställning= 36.1 cm

utan ställning= 28,7cm

Bredd: 46.6 cm

Djup:

med ställning =17.5 cm

utan ställning= 5.9 cm

Vikt:

med ställning =6.4 kg

utan ställning= 4.5 kg

### **Radio / hållare till radion**

Bredd: 6.1 cm/ 6.8 cm

Höjd: 25.6 cm / 7.6 cm

Djup: 2.49 cm / 7.1 cm

Vikt: 0.12 kg / 0,44 kg