


Hudstans



Produktbeskrivning

- KAI- hudstans används för att ta biopsier i diagnostiskt eller terapeutiskt syfte
- Hudstansen har en dubbelslipad rakbladsvass egg i rostfritt stål utan skarvar och räfflat handtag samt stor yta för att få bättre tryck för maximal kontroll
- Komplet sortiment av de mest använda storlekarna
- Hudstansarna har tydliga storleksangivelser
- Engångs
- Sterila



Artnr	Beskrivning	Förp / MBE
BP-10F	KAI- hudstans strl. 1mm	20 st / 100 st
BP-15F	KAI- hudstans strl. 1.5mm	20 st / 100 st
BP-20F	KAI- hudstans strl. 2.0mm	20 st / 100 st
BP-25F	KAI- hudstans strl. 2.5mm	20 st / 100 st
BP-30F	KAI- hudstans strl. 3.0mm	20 st / 100 st
BP-35F	KAI- hudstans strl. 3.5mm	20 st / 100 st
BP-40F	KAI- hudstans strl. 4.0mm	20 st / 100 st
BP-50F	KAI- hudstans strl. 5.0mm	20 st / 100 st
BP-60F	KAI- hudstans strl. 6.0mm	20 st / 100 st
BP-80F	KAI- hudstans strl. 8.0mm	20 st / 100 st

Vingmed AB, Box 576, 175 26 Järfälla

Besöksadress: Datavägen 9A. Tel. 08-583 593 00. Fax 08-583 570 10

E-post: order@vingmed.se www.vingmed.se