

Ringkurett / Sårskrapa



Produktbeskrivning

- KAI- ringkuretter används för att avlägsna lesioner i diagnostiskt eller terapeutiskt syfte, används även som sårskrapa för att debridera bort ex. död vävnad.
- Rakbladsvass dubbelslipad kurett
- Tillverkad i rostfritt stål
- Runt ergonomiskt handtag för maximal kontroll
- Storlekar markerade på varje instrument för snabb identifiering
- Komplet sortiment
- Engångs
- Sterila



| Artnr | Beskrivning | Förp / MBE |
|-------|------------------------------------|----------------|
| MK402 | KAI ringkurett/sårskrapa strl. 2mm | 20 st / 100 st |
| MK403 | KAI ringkurett/sårskrapa strl. 3mm | 20 st / 100 st |
| MK404 | KAI ringkurett/sårskrapa strl. 4mm | 20 st / 100 st |
| MK405 | KAI ringkurett/sårskrapa strl. 5mm | 20 st / 100 st |
| MK407 | KAI ringkurett/sårskrapa strl. 7mm | 20 st / 100 st |